


BLOOD GLUCOSE

3 Month Review



Snapshot

05-06-2020	300	05-24-2020	250	06-29-2020	187
05-07-2020	300	05-25-2020	250	06-30-2020	187
05-08-2020	295	05-26-2020	240	07-01-2020	185
05-09-2020	295	05-27-2020	240	07-02-2020	185
05-10-2020	299	05-28-2020	235	07-03-2020	185
05-11-2020	295	05-29-2020	230	06-29-2020	187

Before You Take a Reading

- ✓ **Read the owner's manual carefully.** All devices are different, and you will need to understand how to operate your device to ensure your readings are sent to your doctor.
- ✓ **Check your device.** It should be stored in a safe and dry place, plugged in or fully charged, clean and free of debris, and inspected for any damage or faults.
- ✓ **Store your test strips** in the vial with the lid closed tightly. Keep the strips dry and away from heat. Strips should be stored between 39.2°F to 104°F (4°C to 40°C). If strips are not stored properly results might be incorrect.